

DURETE TOTALE (TH)



Détermination du TH (en degrés Français) Gamme : 0 - 1°f

Gamme	Volume d'eau	Titrant	Facteur
0 – 0,5	20ml	TH0	0.025
0 – 1	10ml	TH0	0,05

Prélever le volume d'eau (10ml ou 20ml) selon la gamme souhaitée

Ajouter **4 gouttes de TH5** par 10ml d'eau

Compter le nombre de gouttes de **TH0** jusqu'à obtenir un **virage bleu pur**



TH (en degrés Français) = Nombre de gouttes de TH0 x Facteur